



Tube Squeezer



VM917

Usage and Maintenance Instructions

INTRODUCTION

Thank you for deciding to purchase the Tube Squeezer from Aidapt. The Tube Squeezer is manufactured from the finest materials available. When used correctly it is designed to give many years of reliable, trouble-free service.

BEFORE USE

Carefully remove all packaging. Avoid using any knives or other sharp instruments as this may damage the surface of the product.

Check the product for any visible damage. If you see any damage or suspect a fault, do not use your product, but contact your supplier for support.

INTENDED USE

The Tube Squeezer makes it easy to put pressure on toothpaste and similar tubes, squeezing out the contents. The Tube Squeezer is ideal for one-handed use and for those with arthritis, as well as thrifty or eco-friendly users keen to reduce waste by ensuring that tubes are completely empty before throwing them out.

Suitable for most products stored in tubes, whether in the bathroom, kitchen or utility room.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Ensure that the surface on which you will be positioning the Tube Squeezer is clean and dry.
- Position the Tube Squeezer as desired then press down to secure it to the surface with the built-in non-slip suction base.
- Slide the 'key' over the end of the tube, then position the key into the base and twist to squeeze the tube.
- The suction base is designed to hold the Tube Squeezer in position while the tube is being squeezed with the 'key' using just one hand if necessary.

CLEANING

Clean your Tube Squeezer using a non-abrasive cleaner or mild detergent with a soft cloth. Abrasive cleaners e.g. AJAX and/ or abrasive cleaning pads may damage the product beyond repair and should not be used. Always ensure that you rinse then wipe dry the equipment after cleaning.

REISSUE

If you reissue or are about to reissue this product, please thoroughly check all components for their safety.

If in any doubt, please do not issue or use, but immediately contact your supplier for service support.

CARE & MAINTENANCE

Please make a safety check of the product at regular intervals or if you have any concerns.

IMPORTANT INFORMATION

The information given in this instruction booklet must not be taken as forming part of or establishing any contractual or other commitment by Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd or its agents or its subsidiaries and no warranty or representation concerning the information is given.

Please exercise common sense and do not take any unnecessary risks when using this product; as the user you must accept liability for safety when using the product.

Please do not hesitate to contact the person who issued this product to you or the manufacturer (detailed below) if you have any queries concerning the assembly/use of your product.

Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens, WA9 3EX
Telephone: +44 (0) 1744 745 020 • Fax: +44 (0) 1744 745 001 • Web: www.aidapt.co.uk
Email: accounts@aidapt.co.uk • adaptations@aidapt.co.uk • sales@aidapt.co.uk

Usage and Maintenance Instructions

Ver. 2 07/2012 (2160)



Presse-Tube



VM917

Notice d'Utilisation et d'Entretien

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté ce presse-tube chez Aidapt. Celui-ci est fabriqué avec les meilleurs matériaux disponibles. Si vous l'utilisez correctement, il vous rendra service pendant de nombreuses années.

AVANT UTILISATION

- Déballez soigneusement le produit. Evitez l'utilisation de couteaux, cutters ou autres outils tranchants car cela pourrait endommager la surface de votre produit.
- Vérifiez que le produit est en bon état. En cas de défaut, veuillez contacter votre revendeur.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Le presse-tube facilite la pression à exercer sur le tube de dentifrice ou autre pour faire sortir le contenu. Il est idéal pour les manchots et les personnes souffrant d'arthrite mais il convient également aux personnes économes ou respectueuses de l'environnement qui veulent s'assurer que le tube est complètement vide avant de le jeter.

Il convient à la plupart des produits stockés dans des tubes, que ce soit dans la salle de bains, la cuisine ou la buanderie.

CONSEILS D'UTILISATION

- Vérifiez que la surface sur laquelle vous allez positionner votre presse-tube est propre et sèche.
- Positionnez le presse-tube à votre convenance puis appuyez pour le fixer sur la surface grâce à la base ventouse anti-dérapante.
- Glissez la "clé" sur l'extrémité du tube, puis positionnez la clé dans la base et tournez pour presser le tube.
- La ventouse est prévue pour maintenir le presse-tube en position pendant qu'une pression est exercée sur le tube grâce à la "clé" en utilisant une seule main.

NETTOYAGE

Lavez votre presse-tube avec un produit de nettoyage non-abrasif ou un détergent doux et un chiffon doux. N'utilisez pas de détergent abrasif ni d'éponge abrasive car cela pourrait sérieusement abîmer votre produit. Rincez bien puis essuyez soigneusement.

RÉUTILISATION

Si vous n'avez pas utilisé ce produit pendant longtemps, vérifiez qu'il est en bon état.

En cas de doute, ne l'utilisez pas ni ne le prêtez pas.

ENTRETIEN

Vérifiez régulièrement l'état de votre produit.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les informations données dans cette notice d'utilisation ne doivent pas être considérées comme faisant partie de ou établissant un quelconque contrat ou engagement par Aidapt Bathrooms Limited Aidapt Wales ni ses agents ou filiales et aucune garantie n'est donnée concernant ces informations.

Nous vous remercions de faire preuve de bon sens et de ne pas prendre de risques inutiles lors de l'utilisation du produit; en tant qu'utilisateur, vous devez accepter votre part de responsabilité lors de l'utilisation du produit.

Altai France (Altai Europe Ltd)
Z.A. du Bel Air, 17D rue de Creil, 95340 BERNES-SUR-OISE, France
Tel: 01.30.34.90.84 | Fax: 01.30.34.00.68 | E-mail: altaieurope@orange.fr



Tuben-Drücker



VM917

Gebrauchs- und Wartungsanleitung

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für Ihren Erwerb dieses Tuben-Drückers von Aidapt. Dieses Produkt wurde aus den besten verfügbaren Materialien angefertigt. Es wurde entwickelt, um bei richtiger Anwendung viele Jahre zuverlässig und störungsfrei zu funktionieren.

VOR GEBRAUCH

Entfernen Sie vorsichtig die Verpackung. Verwenden Sie keine Messer oder andere scharfe Instrumente, da diese die Oberfläche des Produkts beschädigen können.

Bitte überprüfen Sie Ihr Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Falls Sie einen Schaden erkennen oder einen Fehler vermuten, bitte verwenden Sie das Produkt nicht, sondern wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

VERWENDUNGSZWECK

Der Tuben-Drücker macht es einfach, Druck auf Tuben (z.B. Zahnpastatuben) auszuüben, um deren Inhalt heraus zu drücken. Der Tuben-Drücker ist ideal für Personen, die nur eine Hand benutzen können oder an Arthritis leiden. Auch sparsame oder umweltfreundliche Benutzer/innen können damit Abfall vermeiden, indem sichergestellt wird, dass Tuben komplett geleert werden, bevor man sie entsorgt.

Passend für die meisten Arten von Tuben, egal ob im Bad, in der Küche oder an einem anderen Ort.

GEBRAUCH

- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, auf der Sie den Tuben-Drücker platzieren, sauber und trocken ist.
- Positionieren Sie den Tuben-Drücker wie gewünscht und pressen Sie ihn dann herunter, so dass sich sein eingebauter Saugknopf am Untergrund festsaugt.
- Stecken Sie den Deckel über das Ende der Tube, fügen Sie den Deckel wieder auf die Basis des Geräts und drehen Sie ihn, um die Tube zu drücken.
- Der Saugknopf wurde entwickelt, um den Tuben-Drücker in Position zu halten, wenn eine Tube gedrückt wird - auch mit nur einer Hand.

REINIGUNG

Reinigen Sie dieses Produkt mit einem nicht-scheuernden Reiniger oder einem milden Waschmittel und mit einem weichen Tuch. Scheuermittel, wie z.B. AJAX, oder scheuernde Schwämme können Ihr Produkt ernsthaft und irreparabel beschädigen. Stellen Sie sicher, dass sie das Gerät nach der Reinigung stets trocken wischen.

NEUVERGABE

Wenn Sie dieses Produkt neu vergeben oder gerade dabei sind, es neu zu vergeben, bitte überprüfen Sie alle Komponenten gründlich auf ihre Sicherheit.

Im Zweifelsfall bitte nicht verwenden oder neu vergeben, sondern sofort Ihren Händler kontaktieren.

PFLEGE & WARTUNG

Bitte führen Sie in regelmäßigen Abständen oder wenn Sie irgendwelche Bedenken haben eine Sicherheitsprüfung des Produkts durch.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die Informationen, die in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind, sind nicht Grundlage oder Teil einer vertraglichen oder anderweitigen Verpflichtung von Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd. oder einer ihrer Vertreter oder ihrer Tochtergesellschaften und es wird keine Garantie oder verbindliche Vertretung bezüglich der betreffenden Informationen gegeben.

Bitte handeln Sie nach gesundem Menschenverstand und nehmen Sie keine unnötigen Risiken bei der Verwendung dieses Produkts in Kauf; als Nutzer haften Sie für die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts.

Bitte zögern Sie nicht, die Person, die dieses Produkt an Sie vergeben hat, oder den Hersteller (unten beschrieben) zu kontaktieren, wenn Sie Fragen zur Montage/Verwendung Ihres Produkts haben.

Altai Germany (Altai Europe Ltd.)
Reklamationen & Rücksendungen an:
W.H. Elektronik, Merowingerstraße 83, 47533 Kleve
Tel: 02821/971620 | Fax: 02821/12815